



ElectroOptic社のIRビューア 特別値引きキャンペーン実施中

期間限定：2022年12月～2023年3月末のご発注分まで

定価より



Abris-Mシリーズ		
 ELECTROOPTIC		
	感度特性	
解像度	中心20° 内 60lp/mm	
視野角	40°	20°
倍率	1倍	2倍
対物レンズ	【全機種対応】 F1.4/26mm 虹彩絞り無し	【1300/1700用】 F1.4/25mm 虹彩絞り付き
焦点距離	15cm～∞	25cm～∞ 接写リング使用時 15cm
バッテリー	単四電池 1本, 最大35時間駆動 オプションのACアダプタを使用可能	
重量 ※バッテリー込・ハンドル無	380g	420g
寸法 ※ハンドル部含まず	140×80×52mm	168×80×52mm
動作温度	-10～+40°C	

右のQRコードあるいは以下のURLより
インターネットでも製品情報をご確認いただけます

<https://lxray.jp/products/components/ir-viewer/>



★実機による動作デモも可能です。詳細は下記連絡先までお問い合わせください。

株式会社ルクスレイ

 info@LxRay.jp

〒663-8113 兵庫県西宮市甲子園口3-28-22

TEL : 0798-31-0500

〒113-0033 東京都文京区本郷2-11-6 第1谷口ビル1W

TEL : 03-3868-0200